

お母さんがだっこしてくれる安心感

～伸びる身体固定ビーズクッション～

意匠出願中

マザーハグ

特徴

- ・お子さんの動きを抑制しません。
- ・お子さんの動きに合わせて支えます。
- ・ループに通すだけの簡単固定。
- ・ぎゅっと締め付けても痛くない。
- ・汚れても、洗えます。



※仕様やデザインは予告なしに変更になる場合があります。

お母様の声

- ・輪っかは、ひもを通してバギーの後ろで締め付けたり、よだれ用のタオルを通しておくのに便利。
- ・ひもの輪っかにクッションを通すと、ギュッと引っ張っても抜けないのがいいです。
- ・輪っかにクッションを通して、体幹に巻くと抜けにくくなります。
- ・太ももとバギー、腰とバギーを縛ると食事の時の上半身の前後動が減って食べやすいです。
- ・身体にピッタリくっきます。
- ・身体とバギーの隙間を埋めるのにちょうどいいです。
- ・ひじのせの高さがピッタリ調整できます。
- ・不随意運動が強くても、安定した座位を作るのに便利です。
- ・外食やお出かけの時に便利です。

推薦文

たかぎ歯科 院長 高木伸子先生

歯科医院で障害児への摂食相談に使っています。食事姿勢を調整するのに便利で、肘置きにするときは、ぐるりとバギーやクッションチェアに結んぶとズレません。肌になじむ生地と大玉の発泡ビーズの手触りがよいのか、頬や手に触れても嫌がるお子さんは今のところいません。汚れたときは部分洗いです。

製造・販売



誰もが楽しい食事を

KONAN MEDICAL LABORATORY

マザーハグの楽しい使用例



ひじ置きと体幹のブレ止めが一つでできます。



マザーハグを2本使っています。

※お母様から顔写真を出してもいいと許可を得ています。

お母さんが後ろから、優しく抱きかかえるイメージで「マザーハグ」と名づけました。



不随意運動のきついお子様に使用しています。



マザーハグの仕様

マザーハグのサイズは2種類

- ・マザーハグ80 ・直径80mm長さ1m 約150g
- ・マザーハグ100 ・直径100mm長さ1m 約250g

材質 伸縮生地/ナイロン81%、ポリウレタン19% ビーズクッション/ポリスチレン、ポリエチレン重合体



アジャスター
固定のため抜けません。

伸縮生地と大粒ビーズを移動させて、色々便利な形状ができます。

注意事項

- 針やカッターナイフなど、刃物や鋭利な物を本体に使用しないでください。
- 本品は可燃性ですので、タバコなど火気の近くでの使用は十分に注意ください。
- 洗濯はぬるま湯で、手洗い後、脱水して下さい。
- 乾燥機は避けて、陰干ししてください。

販売価格

マザーハグ 80 5,000 円(消費税・送料別途)
マザーハグ 100 5,500 円(消費税・送料別途)

※製品の仕様・価格は予告なく変更する場合があります。